

Tris-甘油加样缓冲液(5×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料，不含变性剂 DTT、SDS 的缓冲液，Tris-甘油加样缓冲液(5×)主要由 Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成，常用于非变性的 PAGE 电泳的蛋白样品的上样，以便分析蛋白质。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。