

## 双链 DNA 中和缓冲液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

双链 DNA 中和缓冲液由 0.5M Tris-HCl、氯化钠等组成，不含蔗糖，可用于中性转移双链 DNA。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
双链 DNA 中和缓冲液	100ml/500ml	1 份	12 个月	RT

### 操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

原位杂交 A-B 显影液
核酸杂交漂洗液(低张力)
核酸杂交液
磷酸缓冲盐溶液(1×PBS, 无钙镁, RNase+free)
磷酸缓冲盐溶液(10×PBS, 无钙镁, RNase+free)
磷酸缓冲盐溶液(10×PBS, 无钙镁, RNase+free)