

变性鲑鱼精 DNA (10mg/ml) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

变性鲑鱼精 DNA 溶液 (10mg/ml) 是经热变性处理的鲑鱼精 DNA 溶液，呈碎片状，可用于 Southern、Northern 等核酸杂交，不可用于酵母化学转化和电转化。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)	1ml/5ml	1 份	12 个月	-20℃

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作，稀释到所需浓度使用。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。
- 2、变性鲑鱼精 DNA 溶液属于机械处理后的试剂，DNA 片段较小，不完整。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

SSC 缓冲液 (20×, pH7.4)
SSPE 缓冲粉剂 (20×)
SSPE 缓冲液 (20×, pH7.4)
原位杂交 A-B 显影液
蛋白酶 K 溶液 (Proteinase+K, 20mg/ml)
核酸预杂交液