

BPTE 电泳缓冲液(10x,RNase free)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

BPTE 电泳缓冲液(10×,RNase free)主要由 PIPES、TRIS、EDTA 等组成，是一种 RNA 电泳缓冲液，经 0.1%DEPC 处理，不含核酸酶。使用时需用 DEPC 处理水稀释 10 倍后使用，多用于 RNA 电泳。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。