

Western 封闭液

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Western 封闭液即 Western Blocking Buffer, 可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭, 主要由 TBS、BSA、防腐剂等组成。封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比。每张膜封闭大约需要 10~15ml 封闭液。

Western Blocking Buffer	100ml	4°C
使用说明书	1份	