

Tween20/TBS 溶液 (1 × TBST, pH7.5)

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS，属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗 WesternBlot 中蛋白印迹膜，或者配制封闭液，是常用分子生物学试剂。在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20，能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

Tween20/TBS 溶液 (1 × TBST, pH7.5) 主要成分为 Tris-HCl (pH7.5)、氯化钠 Tween 20、防腐剂等，主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤，亦可作为封闭液的基础试剂。