

胰蛋白酶抑制剂溶液(Trypsin inhibitor, 5mg/ml)

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitor)是指与蛋白酶分子活性中心上的一些基团结合，使蛋白酶活力下降甚至消失但不使蛋白变性的物质。蛋白酶抑制剂有很多种，包括 EDTA、E-64、NaVO₃、Bestatin、Leupetin、Pepstatin A、Aprotinin 等均可有效抑制蛋白的降解，并维持原有的蛋白间相互作用。

胰蛋白酶抑制剂溶液(Trypsin inhibitor, 5mg/ml)主要由 Trypsin inhibitor 组成，不含 EDTA。该胰蛋白酶抑制剂溶液是浓缩溶液，其工作浓度一般在 1-10 μ g/ml，亦可在 0.1 μ mol/L，适用于从哺乳动物组织、细胞中提取蛋白质，能够更有效的获得目的蛋白质。提取出来的蛋白可以用于 Western Blot、免疫共沉淀等试验。

产品组成：

胰蛋白酶抑制剂溶液(Trypsin inhibitor, 5mg/ml)	1ml	-20°C 避光
使用说明书	1份	