

## TCEP 溶液(0.5M,pH6.8)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

常作为 DTT 的替代物用于蛋白上样缓冲液和其它还原试剂的配制。TCEP 是一种高效、无异味、不含硫醇基的水溶性还原剂，可选择性还原多肽或蛋白质中的二硫键。TCEP 具有更佳稳定性、更广的兼容性、更强的还原性、更好的选择性，而且由于不含巯基，因此在多数应用中不必去除，从而广泛应用于生物化学和分子生物学中，特别是在蛋白质化学、蛋白质组学中，是公认的 DTT 的良好替代物。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。