

# 亚铁含量(亚铁嗉比色法)检测试剂盒

分光法 48 样

## 产品简介:

亚铁即二价铁可与亚铁嗉生成紫红色化合物, 该有色物质在 562nm 处有特征吸收峰, 进而计算得出亚铁含量。适用于检测组织、血清等样品中的亚铁含量。

## 试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	液体 26mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	粉体×2 支	4°C 保存	用前甩几下或离心使粉体落入底部, 每支再加入 1.2mL 的蒸馏水溶解备用。
试剂三	液体 2mL×1 支	4°C 保存	
标准管	液体 1mL×1 支	4°C 保存	临用前用试剂三稀释 50 倍(即取 10 $\mu$ L 的标准品至 EP 管中, 再加 490 $\mu$ L 的试剂三), 制备成 2 $\mu$ g/mL 的亚铁标准品。

## 所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

## 亚铁含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

**1、样本制备:****① 组织样本:**

取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000rpm 离心 5min, 取上清, 置冰上待测。

**[注]:** 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

**② 细菌/细胞样本:**

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**[注]:** 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 ( $10^4$ ): 提取液(mL)为 500~1000: 1 的比例进行提取。

**③ 液体样本:** 澄清的液体可直接检测; 若浑浊则离心后取上清液检测

**2、上机检测:**

**① 可见分光光度计预热** 30min, 设定波长到 562nm, 蒸馏水调零。

**② 所有试剂解冻至室温, 在 EP 管中依次加入:**

试剂名称 (μL)	测定管	标准管 (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
样本	240		
标准品		240	
蒸馏水			240

试剂一	520	520	520
试剂二	40	40	40
充分混匀，置室温 15min 后，若浑浊则需 3000rpm 离心 5min 后取全部上清液至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于波长 562nm 处读取各管吸光度 A。			

**[注]:** 若 A 测定管大于 0.8, 可用蒸馏水对样本上清液进行稀释, 稀释倍数 D 代入计算公式。

### 结果计算:

#### 1、按照组织质量计算:

$$\begin{aligned} \text{亚铁含量}(\mu\text{g/g}) &= (\text{C 标准} \times \text{V1}) \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div (\text{V1} \div \text{V} \times \text{W}) \times \text{D} \\ &= 2 \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{W} \times \text{D} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{亚铁含量}(\text{nmol/g}) &= (\text{C 标准} \times \text{V1}) \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div (\text{V1} \div \text{V} \times \text{W}) \times \\ &103 \div \text{Mr} \times \text{D} \\ &= 35.81 \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{W} \times \text{D}. \end{aligned}$$

#### 2、按细胞数量计算:

$$\begin{aligned} \text{亚铁含量}(\mu\text{g}/104 \text{ cell}) &= (\text{C 标准} \times \text{V1}) \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div (\text{V1} \div \text{V} \times \text{细胞} \\ &\text{数量}) \times \text{D} \end{aligned}$$

$$= 2 \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{细胞数量} \times \text{D}$$

$$\begin{aligned} \text{亚铁含量}(\text{nmol}/104 \text{ cell}) &= (\text{C 标准} \times \text{V1}) \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div (\text{V1} \div \text{V} \times \text{细} \\ &\text{胞数量}) \times 10^3 \div \text{Mr} \times \text{D} \end{aligned}$$

$$= 35.81 \times (\text{A 测定} - \text{A 空白}) \div (\text{A 标准} - \text{A 空白}) \div \text{细胞数量} \times \text{D}$$

#### 3、按照液体体积计算:

$$\text{亚铁含量}(\mu\text{g/mL})=(C \text{ 标准}\times V1)\times(A \text{ 测定}-A \text{ 空白})\div(A \text{ 标准}-A \text{ 空白})\div V1\times D$$

$$=2\times(A \text{ 测定}-A \text{ 空白})\div(A \text{ 标准}-A \text{ 空白})\times D$$

$$\text{亚铁含量}(\mu\text{mol/L})=(C \text{ 标准}\times V1)\times(A \text{ 测定}-A \text{ 空白})\div(A \text{ 标准}-A \text{ 空白})\div V1\times 103\div M_r\times D$$

$$=35.81\times(A \text{ 测定}-A \text{ 空白})\div(A \text{ 标准}-A \text{ 空白})\times D$$

C 标准---铁标品浓度, 2 $\mu\text{g/mL}$ ; V1---加入样本体积, 0.24mL;

V---提取液体积, 1mL; W---样本取样质量, g;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1;  $M_r$ ---亚铁分子量, 55.847。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers