

# 淀粉含量试剂盒(酶法)

微板法 96 样

## 产品简介:

淀粉酶包括 $\alpha$ -淀粉酶 (EC 3.2.1.1) 和 $\beta$ -淀粉酶 (EC 3.2.1.2)。淀粉酶催化淀粉水解生成还原糖, 是生物体利用淀粉进行碳水化合物代谢的初级反应。生成的还原糖能使 3,5-二硝基水杨酸生成棕红色得 3-氨基-5-硝基水杨酸, 在 540 nm 有吸收峰, 通过测定 540 nm 吸光度增加速率, 计算淀粉酶活性。

本试剂盒采用 70°C 加热钝化 $\beta$ -淀粉酶测出 $\alpha$ -淀粉酶的活力, 再与非钝化条件下测定的总活力 ( $\alpha+\beta$ ) 相比较, 求出 $\beta$ -淀粉酶的活性。

## 所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、恒温水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵和蒸馏水。

mibio 酶联生物  
Good elisakit producer