

## 复钙交叉检测试剂盒

**中文名称：**复钙交叉检测试剂盒

**产品包装：**盒装

**产品规格：**100T

**产品简介：**复钙交叉实验室病理性抗凝物质检查的筛选实验，延长的复钙时间，如果能被1/10量的正常血浆所纠正，表示待检血浆中缺乏凝血因子；如果不能被等量的正常血浆所纠正，则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。

该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers