

大鼠睾丸支持细胞完全培养基

基本信息

细胞名称	大鼠睾丸支持细胞完全培养基
细胞货号	ml-CC3598
细胞品牌	酶联生物
细胞规格	100ml
细胞描述	<p>大鼠睾丸支持细胞采用胶原酶消化法结合差速贴壁法制备而来, 大鼠睾丸支持细胞分离自睾丸; 睾丸支持细胞又称 Sertoli 细胞, 在体内呈不规则的高锥体形, 细胞基部附着在基膜上, 顶部伸至曲精小管腔面。它是生精细胞的支架, 为其提供必需的营养物质, 能合成与分泌雄激素结合蛋白, 为其提供高浓度的雄激素环境等, 还具有构成血-睾屏障, 形成睾丸内微环境, 调节精子发生等功能。睾丸支持细胞是睾丸的主要组成细胞, 能分泌多种生长因子和免疫抑制因子, 不仅可为精子提供营养支持和免疫保护, 也能对其他细胞, 如胰岛和神经细胞提供营养支持, 而且当其与胰岛或神经细胞共移植时, 也能够为这些细胞提供免疫保护, 提高植活率。因此, 睾丸支持细胞在细胞移植中具有广泛的应用前景。制备高活率的 Sertoli 不仅对 Sertoli 的基础研究有重要价值, 而且在精子发生等领域有重要意义。</p>
细胞形态	液体
培养基成分	大鼠睾丸支持细胞
支原体检测	阴性

细胞生长	细胞生长良好，形态正常
细胞货期	现货，1周左右
储存条件	2~8℃，避光储存
运输条件	冰袋避光发货
有效期	3个月
注意事项	使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞3天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置2小时后，干冰冻存发货的细胞复苏2天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置22小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏2天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品3天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。

3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。
4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

特别说明

客户买细胞就找[上海酶联生物](#), 稳定传代, 无污染, 包存活, 提供整体课题外包服务, 光学成像, 流式实验, 电镜实验, 动物实验, 病理实验, 分子生物学实验, 细胞实验等, 严格把控产品质量, 所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查, 为科研人员提供可靠放心的产品。