

BT-20 完全培养基

基本信息

细胞名称	BT-20 完全培养基
细胞货号	ml-CC2831
细胞品牌	酶联生物
细胞规格	500ml
细胞描述	BT-20 细胞是由 E·Y·Lasfargues 和 L·Ozzello 于 1958 年建系，源自一位 74 岁白人女性的乳腺癌组织。BT-20 细胞表达 WNT3 和 WNT78；TNF- α 抑制 BT-20 细胞生长。BT-20 细胞雌激素受体阴性，但表达 5'-外显子缺失的雌激素 mRNA。
细胞形态	液体
培养基成分	EMEM+10%FBS+1%P/S
支原体检测	阴性
细胞生长	细胞生长良好，形态正常
str 鉴定	D5S818: 12; CSF1PO: 12; D13S317: 11; D16S539: 11, 14; D18S51: 17; D19S433: 15; D21S11: 28, 29; D2S1338: 19; D3S1358: 17; D7S820: 10; D8S1179: 12; FGA: 22, 24; TH01: 7, 9.3; TPOX: 11;
储存条件	2~8°C，避光储存
有效期	3 个月
注意事项	使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于

	<p>室温或较高的温度环境中。冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响正常使用, 超出保质期, 必须放弃使用。</p>
--	--

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题, 细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等, 重发。
2. 收到细胞未开封, 如出现污染状况, 重发。
3. 收到细胞 3 天内, 发现污染问题, 经核实后, 重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后, 干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 绝大多数细胞未存活, 经核实后, 重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 出现污染, 经核实后, 重发。
6. 细胞活性问题, 请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果, 用台盼蓝染色法鉴定细胞活力, 经核实后, 重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染, 不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。
4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

特别说明

客户买细胞就找**上海酶联生物**，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格把控产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放心的产品。