

## HO-8910PM-LUC 细胞专用培养基

## 基本信息

|              |   |
|--------------|---|
| 细胞名称         | HO-8910PM-LUC 细胞专用培养基   |
| 细胞品牌         | 酶联生物  |
| 细胞规格         | 125ml / 500ml   |
| 细胞形态         | 液体  |
| 产品货期         | 现货  |
| 细胞简介         | HO-8910PM-LUC 细胞专用培养基已包含 HO-8910PM-LUC 细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于 HO-8910PM-LUC 细胞的培养 |
| 细胞培养视频       | <a href="#">常见细胞的传代.mp4</a>   |
| 细菌检测         | 阴性  |
| 真菌检测         | 阴性  |
| 支原体检测        | 阴性  |
| 培养基成份        | RPMI-1640+10% FBS+1% PS   |
| 细胞生长实验       | 细胞生长良好, 形态正常  |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤10   |
| PH           | 7.2-7.4   |
| 储存条件         | 2°C-8°C, 避光储存   |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 运输条件 | 冰袋/快递运输            |
| 有效期  | 3个月                |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其它用途 |

## 注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。
6. 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用。

## 售后服务

### 细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞3天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置2小时后，干冰冻存发货的细胞复苏2天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置22小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏2天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品3天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

### 细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染, 不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。
4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

## 特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物, 稳定传代, 无污染, 包存活, 提供整体课题外包服务, 光学成像, 流式实验, 电镜实验, 动物实验, 病理实验, 分子生物学实验, 细胞实验等, 严格把控产品质量, 所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查, 为科研人员提供可靠放心的产品。