

HCMEC 人心脏微血管内皮细胞专用培养基

基本信息

| | |
|--------------|--|
| 细胞名称 | HCMEC 人心脏微血管内皮细胞专用培养基 |
| 细胞编号 | ml-CC5200 |
| 细胞品牌 | 酶联生物 |
| 细胞规格 | 500ml |
| 细胞形态 | 液体 |
| 产品货期 | 现货 |
| 细胞简介 | HCMEC 细胞专用培养基已包含 HCMEC 细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于 HCMEC 细胞的培养。 |
| 细胞培养视频 | 细胞实验常见问题.mp4 |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 培养基成份 | ECM 完全培养基 |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好，形态正常 |
| 内毒素含量(eu/mL) | ≤10 |
| PH | 7.2-7.4 |
| 储存条件 | 2°C-8°C，避光储存 |

| | |
|------|--------------------|
| 运输条件 | 冰袋/快递运输 |
| 有效期 | 3 个月 |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其它用途 |

注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。
6. 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用。

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定

细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

特别说明

客户买细胞就找[上海酶联生物](#)，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格把控产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放心的产品。