

www.mlbio.cn

mlbio

抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体

抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体参数

中文名称：抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体

英文名称：Anti-Dibutyl phthalate specific monoclonal antibody

抗体货号：ml108963

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG2a

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

IC50：20 ppb

Elisa 灵敏度：2ppb

胶体金灵敏度：150ppb, 完全消线

蛋白浓度：6mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com